



UltraSling® PRO

UltraSling® PRO UltraSling® PRO ER UltraSling® PRO AB

Optimal anvendelse

UltraSling® PRO

UltraSling® PRO tager skridtet videre inden for fleksibilitet, komfort og compliance, og hjælper dermed til at forbedre den postoperative oplevelse for dig og dine patienter. UltraSling® PRO's unikke design bidrager til at immobilisere og støtte patientens arm og skulder med en behagelig universal slynge samt en skulderstrop, der er nem at anbringe og tilpasse. De justerbare stropper kan nemt individuelt længde-afmåles, så de passer til mange forskellige typer patienter. Den nye "skulderring" trækkes nemt over armen i liggende eller siddende position, og bidrager til at fordele vægten jævnt og fjerner belastningen på nakken. En aftagelig konturtilpasset pude medvirker til abduktion og letter trykket på nervus ulnaris.

UltraSling® PRO ER – 15° eller 30° ekstern rotation

Alle de samme funktioner som standard UltraSling® PRO samt ekstern rotation. Designet til at give en behagelig pasform ved hjælp af en 15- eller 30-graders pude. Begge puder kan benyttes til enten højre eller venstre arm.

UltraSling® PRO ER – 45° eller 60° abduktion

Hvor der er behov for en større grad af abduktion giver UltraSling® PRO AB den nødvendige abduktion med enten 45- eller 60-graders abduktion.

UltraSling® PRO er ideel til:

- Postoperativt ved rotator-cuff-indgreb
- Postoperativt ved Bankart-operationer
- Udskiftning af ledkapsel
- Glenohumeral dislokation/subluksation
- Belastning/kirurgi vedr. blødt væv

Fordele og egenskaber

- **Revolutionerende "skulderring"-design** er med til at optimere fleksibilitet. Den flade og justerbare ring trækkes nemt over den ikke skadede skulder og er med til at fordele vægten jævnt og fjerne trykket på nakken.
- **Nem enhåndsbetjening.** Det er nemt at justere teleskopstropsystemet og klikspænderne med bare en hånd.
- **Færre lagerenheder.** Slingen i universalstørrelse kan justeres og egner sig derfor til de fleste patienter uanset størrelse, og den kan bruges til både højre og venstre arm.
- **Behagelig ventilation.** Den nye bløde og åndbare netslynge giver en god luftgennemstrømning.
- **Post-op "step down" mulighed.** Bæltestropperne fastgøres nemt direkte på slingen, når puden er blevet fjernet.

Bestillingsinformationer

UltraSling® PRO, PRO ER, PRO AB	
Varenummer	Beskrivelse
11-0447-9	UltraSling® PRO
11-0471-9	UltraSling® PRO ER, 15°
11-0472-9	UltraSling® PRO ER, 30°
11-0473-9	UltraSling® PRO AB
25-0447	UltraSling Pro Replacement strap 71 cm