



Deluxe Arm Sling with Pad

Optimal anvendelse

Stor slynge til støtte af arm. Slyngen er lavet af bomuld/polyester med vævet strop og velcrolukning. Tommelfingerstrop modvirker, at slyngen flytter sig. Skulderpude inkluderet. Ideel til støtte af gips/forbinding og ved skader på arm, håndled eller hånd.

Bestillingsinformationer

Deluxe Arm Sling with Pad		
Varenummer	Dybde x længde	Størrelse
79-84001	16,5×21cm	Ped/XXS
79-84002	18×28cm	XS
79-84003	19×32cm	S
79-84005	20,5×38cm	M
79-84007	21,6×44,5cm	L
79-84008	23×51cm	XL

