



DonJoy® Elbow Guard

Optimal anvendelse

Designet med bilaterale polycentriske hængsler som giver uovertruffen albuestøtte til medial/lateral ligamentstabilitet, mens krydsende strop-design på albuen arbejder for at kontrollere hyperekstension. Hængslerne har justerbare fleksion/ekstensjonsstop som kan håndtere individuelle bevægelsesprotokoller og -restriktioner.

Fordele og egenskaber

- Wraparound biceps/triceps del med elastisk strop for brugervenlighed
- Bilaterale polycentriske hængsler for flexion/extension og medial/lateral kontrol
- "X" strop for fremragende hyperextensionskontrol
- Binder biceps og triceps for ren efterbehandling og holdbarhed
- Albuepude for beskyttelse i kontaktsport

Bestillingsinformationer

DonJoy® Elbow Guard		
Varenummer	Biceps omkreds	Størrelse
11-1003-x-06000	25,4 – 29,2cm	S
11-1003-x-06000	29,4 – 33cm	M
11-1003-x-06000	33,3 – 36,8cm	L
11-1003-x-06000	37,1 – 40,6cm	XL

