



EpiForce™ Strong

Optimal anvendelse

Drejer det sig om smertelindring ved tennis- og golfalbuer, er EpiForce® Strong den nemme løsning.

Takket være den aftagelige trykpude kan ortosen hurtigt tilpasses så den medvirker til at yde målrettet smertelindring ved enten medial eller lateral epicondylitis. Udført i snap-fit-materiale med en justerbar strop så den umiddelbart vikler sig omkring armen i en tæt og behagelig pasform. Og da EpiForce Strong er i universalstørrelse og til både højre og venstre arm, er bestilling nem og uproblematisk.

- Læsioner/skader relateret til epicondyl/ligament- og sener
- Medial eller lateral epicondylitis (fx golfalbue, tennisalbue)
- Albuesmerter som følge af overbelastning, kronisk inflammation

Fordele og egenskaber

- Aftagelig pude der stimulerer den smertende seneinsertion på såvel indvendig som udvendig side af albuen, for at give smertelindring og opnå øget mobilitet
- Justerbar strop for præcis applicering af tryk; øger under aktivitet, aftager under hvile
- Klapbånd for nem enhåndsbetjening
- Spændelukning for nem af- og påklædning
- Anatomisk design for optimal pasform
- Flad profil for at gøre den bekvem at benytte inde under tøjet
- Passer til både venstre og højre arm

Bestillingsinformationer

EpiForce™ Strong	
Varenummer	Størrelse
82-1760	Universal