



## Nextep™ Contour with Air

### Optimal anvendelse

Nextep™ Contour with Air indeholder et mediant/lateralt dobbelt luftcellesystem, der pustes jævnt op med den integrerede inflationspumpe. Luftcellerne fremmer ødemkontrol og giver en sikker og tilpasset pasform.

### Fordele og egenskaber

- Eliminerer behovet for seriebandager
- Børstet nylon/skumforing med aftageligt tå-cover
- Buet bund med skridsikker sål
- Nemt on/off-design

### Bestillingsinformationer



| Nextep™ Contour with Air |              |           |
|--------------------------|--------------|-----------|
| Varenummer               | Skostørrelse | Størrelse |
| 79-95273                 | < 37         | S         |
| 79-95275                 | 37 – 42      | M         |
| 79-95277                 | > 42         | L         |