



MaxTrax™ 2.0 Standard Tall MaxTrax™ 2.0 Standard Ankle

Optimal brug

Udviklet til brugertilpasset healing. Vores næste generation af walker-støvle giver dig en personlig pasform, pålidelig støtte og forbedret komfort med innovative funktioner, herunder tilpassede, formbare dobbelte opretstående støtter, alsidige krydssnøringsmuligheder, justerbare remme, en lav fodseng og en skridsikker, tyk "rocker"-sål, der fremmer naturlig gang og støddabsorbering, samt en unik indlægssål i formstøbt skum og en afrundet kappehæl, der kan tilpasses. Desuden passer den forbedrede støvlelængde og foringens omkreds en mange flere ben- og fodstørrelser. Støtte og behandling af ødem ved akutte ankelforstuvninger, bløddelsskader i underbenet, marchfrakturer i underbenet, stabile frakturer i fod og ankel, stabil, forsinket healing af frakturer eller manglende healing af frakturer i distale tibia og fibula, akillesene-reparationer, knystoperationer, metatarsalfrakturer, skader på forfod, mellemfod og bagfod.

Fordele og egenskaber

- Kundetilpassede, formbare opretstående støtter. Hybrid plastik- og metalkonstruktion opfylder forudsætningerne for traumebehandling.
- Alsidighed ved krydssnørningen. Brugertilpasset pasform.
- Forbedret støvlelængde og foringsomkreds. Passer mange flere ben- og fodstørrelser.
- Skridsikker "rocker"-sål. Med optimeret lav fodseng. Fremmer naturlig gang og støddabsorbering.
- Justerbare remme. Muliggør gentagen applicering og fleksibilitet, så man kan undgå bandager eller hot spots.
- Achillesrem. Hjælper med til at sikre hælen, når du har støvlen på, og kan fjernes efter behov.
- Indlægssål i formstøbt skum. Pasformen kan individualiseres og komforten er høj. Den hævede, afrundede kappehæl kan tilpasses til eventuelle operationssteder.

Bestillingsinformation

MaxTrax 2.0 Standard Tall MaxTrax 2.0 Standard Ankle				
Varenr.	Beskrivelse	Skostrl.	Størrelse	Ekstra foring
11-4500-1	Standard Tall	30 – 34	XS	25-2110-1
11-4500-2	Standard Tall	34 – 37,5	S	25-2110-2
11-4500-3	Standard Tall	38 – 43,5	M	25-2110-3
11-4500-4	Standard Tall	44 – 46,5	L	25-2110-4
11-4500-5	Standard Tall	> 47	XL	25-2110-5
11-4501-1	Standard Ankle	30 – 34	XS	25-2111-1
11-4501-2	Standard Ankle	34 – 37,5	S	25-2111-2
11-4501-3	Standard Ankle	38 – 43,5	M	25-2111-3
11-4501-4	Standard Ankle	44 – 46,5	L	25-2111-4
11-4501-5	Standard Ankle	> 47	XL	25-2111-5

