



MaxTrax™ 2.0 Air Tall MaxTrax™ 2.0 Air Ankle

Optimal brug

Brugertilpasset healing med fortræffelig pneumatisk støtte. Individualiseret pasform, pålidelig støtte og forbedret komfort er kombineret med innovativ pneumatisk teknologi i en walker-støvle, der er udviklet til brugertilpasset healing. MaxTrax™ 2.0 Air giver støtte på en ny og bedre måde med et justerbart dobbelt luftcellesystem, der opretholder kontakten med fod/ben for at forbedre stabiliteten og for at give plads til ændringer i ødemer. Pumpen og udløserventilen sidder praktisk på siden af støvlen, så de kan anvendes sammen med knæscotere/-rollatorer. Formbare, dobbelte opretstående støtter, der kan brugertilpasses, alsidige krydssnøringsmuligheder, justerbare remme, en unik formstøbt skumindlægssål med afrundet kappehæl, der kan tilpasses, og en lav fodseng med skridsikker "rocker"-sål, der giver en behagelig, brugertilpasset pasform. Støtte og behandling af ødem ved akutte ankelforstuvninger, bløddelsskader i underbenet, marchfrakturer i underbenet, stabile frakturer i fod og ankel, stabil, forsinket healing af frakturer eller manglende healing af frakturer i distale tibia og fibula, akillesene-reparationer, knystoperationer, metatarsalfrakturer, skader på forfod, mellemfod og bagfod.

Fordele og egenskaber

- Kundetilpassede, formbare opretstående støtter. Hybrid plastik- og metalkonstruktion opfylder forudsætningerne for traumebehandling.
- Pumpe og udløserventil. Inkluderet de pneumatiske modeller for praktisk kontrol af luftcellesystemet.
- Justerbart dobbelt luftcellesystem. Opretholder kontakten med fod/ben for at forbedre stabiliteten og give plads til ændringer i ødemer.
- Alsidighed ved krydssnørningen. Brugertilpasset pasform.
- Forbedret støvlelængde og foringsomkreds. Passer mange flere ben- og fodstørrelser.
- Skridsikker "rocker"-sål. Med optimeret lav fodseng. Fremmer naturlig gang og støddabsorbering.
- Justerbare remme. Muliggør gentagen applicering og fleksibilitet, så man kan undgå bandager eller hot spots.
- Achillesrem. Hjælper med til at sikre hælen, når du har støvlen på, og kan fjernes efter behov.
- Indlægssål i formstøbt skum. Giver en brugertilpasset pasform.

Bestillingsinformation



MaxTrax 2.0 Air Tall / MaxTrax 2.0 Air Ankle				
Varenr.	Beskrivelse	Skostrl.	Størrelse	Ekstra foring
11-4502-1	Air Tall	30 – 34	XS	25-2112-1
11-4502-2	Air Tall	34 – 37,5	S	25-2112-2
11-4502-3	Air Tall	38 – 43,5	M	25-2112-3
11-4502-4	Air Tall	44 – 46,5	L	25-2112-4
11-4502-5	Air Tall	> 47	XL	25-2112-5
11-4503-1	Air Ankle	30 – 34	XS	25-2113-1
11-4503-2	Air Ankle	34 – 37,5	S	25-2113-2
11-4503-3	Air Ankle	38 – 43,5	M	25-2113-3
11-4503-4	Air Ankle	44 – 46,5	L	25-2113-4
11-4503-5	Air Ankle	> 47	XL	25-2113-5