



Maxtrax® ROM Air Walker Maxtrax® ROM Air Walker Ankle

Optimal anvendelse

MaxTrax ROM Air giver beskyttet Range Of Motion og har justerbar luftkamre. det giver øget stabilitet og hjælper med at reducere smerte og ødem. ROM indstillingen gøres mellem 45 plantar-flexion og 30 dorsi-flexion i 7,5 intervaller. Støvlen kan også låses i 7,5 intervaller.

Fordele og egenskaber

- Justerbare luftkamre imødekommer ødemkontrol og giver øget stabilitet
- Integreret pumpe designet til at gøre foringen enkel at pumpe op og justere.
- Medialt/lateralt dobbelt luftcellesystem puster siderne lige meget op
- Via ROM indstillingerne kan bevægelsesfriheden styres

Bestillingsinformationer

Maxtrax® ROM Air Walker & Maxtrax® ROM Air Walker Ankle	
Varenummer	Beskrivelse
11-1381-x	Maxtrax® ROM Air Walker
11-1390-x	Maxtrax® ROM Air Walker Ankle



Størrelse	Skostørrelse	Størrelse	Skostørrelse
x=1=XS	< 35	x=4=L	43 - 45
x=2=S	36 - 37	x=5=XL	> 45
x=3=M	38 - 42		