



XcelTrax™ Tall XcelTrax™ Ankle

Optimal anvendelse

Let og robust walker, der er designet til at yde støtte og komfort efter traumer og postoperative procedurer. XcelTrax bidrager til at fremme heling og letvægtsdesignet samt de unikke anatomisk-formede sidestivere giver en optimal pasform og medvirker til at mildne graden af tryk på skadestedet på såvel malleol som underben.

Fordele og egenskaber

- Stivernes anatomiske design passer til en lang række benstørrelser.
- XcelTrax Tall har hele 5 velcrostrøpper og ankelversionen har 3 velcrostrøpper, der sikrer en nem og solid lukning.
- Ekstra rektangulære puder er inkluderet, hvilket gør justering og tilpasning nemmere.
- God støddabsorberende gængesål, som medvirker til at reducerer stødpåvirkningen fra hælslaget under gang og til at minimere irritationer i led og på skadestedet.
- Det unikke såldesign, herunder den bredere polstrede indersål samt den ydre gængesål bidrager til komfort for patienten og fremmer et mere stabilt og naturligt gangmønster.
- Polsteret er fremstillet i et blødt åndbart materiale der er hurtigtørrende og slidstærkt, hvilket giver en fremragende støtte og øger det samlede komfortniveau og forbedrer patientens compliance.
- Polstret kan håndvaskes ved 30 grader for at holde det rent, så man mindsker irritation mod huden.

Bestillingsinformationer



XcelTrax™ Tall / XcelTrax™ Ankle				
Varenr.	Beskrivelse	Skostrl.	Strl.	Replacement Liner
79-95492-1	XcelTrax Tall	< 36	XS	79-95552-1
79-95493-1	XcelTrax Tall	36 – 39	S	79-95553-1
79-95495-1	XcelTrax Tall	40 – 44	M	79-95555-1
79-95497-1	XcelTrax Tall	44 – 46	L	79-95557-1
79-95498-1	XcelTrax Tall	46 +	XL	79-95558-1
79-95502-1	XcelTrax Ankle	< 36	XS	79-95562-1
79-95503-1	XcelTrax Ankle	36 – 39	S	79-95563-1
79-95505-1	XcelTrax Ankle	40 – 44	M	79-95565-1
79-95507-1	XcelTrax Ankle	44 – 46	L	79-95567-1
79-95508-1	XcelTrax Ankle	46 +	XL	79-95568-1