



Long Thumb Spica with Boa

Optimal anvendelse

Yder primært stabilisering af de første metacarpophalangeale led (MCP) og første carpometacarpale led (CMC) samt sekundær støtte til håndleddets radiocarpale og radioulnare led. Giver stabilitet ved skader i basis af tommelfingeren i CMC-leddet, som fx en Bennett eller Rolando fraktur, eller ved stabilisering af et smertende CMC-led. Kan også benyttes ved bekræftet eller formodet navicular (scaphoid) fraktur samt ved skader eller arthritis, der involverer trapezium- eller trapezoideum i håndleddet.

Bestillingsinformationer

Long Thumb Spica with Boa		
Varenummer		Størrelse
Venstre	Højre	
231-21-1111	231-22-1111	XXS
231-31-1111	231-32-1111	XS
231-41-1111	231-42-1111	S
231-51-1111	231-52-1111	M
231-61-1111	231-62-1111	L
231-71-1111	231-72-1111	XL

Fås kun i sort.

Størrelse	Mål
XXS	16,5 – 18,5cm
XS	18,5 – 20cm
S	20 – 23cm
M	23 – 25,5cm
L	25,5 – 28cm
XL	> 28cm

Størrelsesoversigt

Exos' måletape vikles rundt om håndfladen for at måle størrelsen.

