



## ManuLax™

### Optimal anvendelse

Elastisk strikket håndledsbandage med pude og indvendig håndfladestiver. Med den aftagelige håndfladestiver og det justerbare remsystem giver DonJoy ManuLax™ fleksibel kompression, støtte og stabilisering af håndleddet. **Indikationer:** • Støtte og kompression efter mild håndledsskade og mild osteoartrose i håndled • Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering via kompression • Forebyggelse af skader • Milde forstrækninger/forstuvninger af håndled • Tendinitis i håndled samt mild tenosynovitis • Håndledsinstabilitet • Karpaltunnelsyndrom

### Fordele og egenskaber

- Fås til venstre eller højre hånd
- Let at rengøre, kan maskinvaskes
- Anatomisk 3D-strikkdesign for at give effektiv og målrettet kompression og støtte
- Kompressionsreducerede kanter bidrager til at fordele trykket hvor håndledsstøtten ender, for at give en komfortabel pasform
- Justerbar håndfladestiver bidrager til at give yderligere stabilitet og støtte og kan fjernes efter den akutte fase
- Stretchzone ved basis af tommelfingeren for at øge bevægelsesfrihed, anvendelighed og komfort
- Aftageligt og justerbart remsystem medvirker til kontrol af graden af stabilisering og kompression
- Styloideus-pude medvirker til at give støtte og trykaflastning

### Bestillingsinformationer



ManuLax™			
Varenummer			
Højre	Venstre	Håndledsomkreds	Størrelse
82-0718-1	82-0719-1	13 – 14,5 cm	XS
82-0718-2	82-0719-2	14,5 – 16 cm	S
82-0718-3	82-0719-3	16 – 17,5 cm	M
82-0718-4	82-0719-4	17,5 – 19 cm	L
82-0718-5	82-0719-5	19 – 20,5 cm	XL
82-0718-6	82-0719-6	20,5 – 22 cm	XXL