

Diabetic Shoe



Optimal anvendelse

Behandling af ulcerative eller præulcerative tilstande i foden. Alternativ behandling, hvis diabetiker-Walker eller total kontaktudstøbning ikke er en mulighed.

Fordele og egenskaber

- Trilaminat IMPAX gitterindlæg, designet til at fordele vægten væk fra sår, med IMPAX skumblokke, der er nemme at fjerne
- IMPAX gitter muliggør en vedvarende plantar overflade
- Åndbart letvægtsmateriale, der forhøjer patientkomfort og fremmer accept
- Firkantet skonæse og bred fodseng, der giver rigelig plads til sårforbindinger
- Udskiftelig forstærket tådække, der beskytter tærne mod ekstern påvirkning og samtidig giver nem adgang til behandlingsområdet
- Gængesål, der medvirker til at fordele patientens vægt via plantaroverfladen og letter belastningen på det beskadigede område
- Plastazot-skum er nemt at rengøre og vedligeholde
- Universal venstre- og højrevariant minimerer lagerbeholdningen

Bestillingsinformationer



Diabetic Shoe			
Varenummer	Beskrivelse	Skostørrelse	Størrelse
79-81513	Aflastende diabetiker-sko	35,5 – 38	S
79-81515	Aflastende diabetiker-sko	38,5 – 42	M
79-81517	Aflastende diabetiker-sko	42,5 – 44,5	L
79-81518	Aflastende diabetiker-sko	45 – 48	XL
79-81523	Impax-indlæg, diabetiker-sko		S
79-81525	Impax-indlæg, diabetiker-sko		M
79-81527	Impax-indlæg, diabetiker-sko		L
79-81528	Impax-indlæg, diabetiker-sko		XL