



LumboForce® 2

Optimal anvendelse

- Moderat til alvorlig kronisk lændesmerter • Tidlig iskiass • Tidligt lumbalt radikulært syndrom • Facetsyndrom • Spondylartrose • Osteochondrose
- Hørere grad af støtte og kompression

Fordele og egenskaber

- Indkapslede fleksible dorsale stivere • Aftalelig fleksibel indsats i silikone
- Bilaterale stropper (1 sæt) for individuel kompressionsjustering
- Dorsal højde: 23 cm • Abdominal højde: 16 cm

Bestillingsinformationer



LumboForce® 2		
Varenummer	Taljemål	Størrelse
82-0218-1	65 – 75 cm	XS
82-0218-2	75 – 85 cm	S
82-0218-3	85 – 95 cm	M
82-0218-4	95 – 105 cm	L
82-0218-5	105 – 115 cm	XL
82-0218-6	115 – 125 cm	XXL
82-0218-7	125 – 135 cm	XXXL