



LumboForce® 3

Optimal anvendelse

• Moderat til alvorlig kronisk lændesmerte • Moderat lumbalt radiculært syndrom • Moderat iskias • Prolapset diskus • Enestående grad af støtte og kompression med partiel immobilisering

Fordele og egenskaber

• Faste dorsale stivere med aluminiumkerne • Stiverne kan formes, så de følger lordoser for yderligere stabilitet • Dobbelt bilaterale stropper for justerbar øvre og nedre kompression • Fås i 2 højder: 26 cm dorsal/16 cm abdominal, 32 cm dorsal/19 cm abdominal

Bestillingsinformationer



LumboForce® 3			
Varenr. 26 cm	Varenr. 32 cm	Taljemål	Størrelse
82-0219-1	-	65-75 cm	XS
82-0219-2	-	75-85 cm	S
82-0219-3	82-0220-3	85-95 cm	M
82-0219-4	82-0220-4	95-105 cm	L
82-0219-5	82-0220-5	105-115 cm	XL
82-0219-6	82-0220-6	115-125 cm	XXL
-	82-0220-7	125-135 cm	XXXL