



LumboForce® 4

Optimal anvendelse

- Alvorlig iskias • Alvorligt lumbalt radiculært syndrom • Spondylolistese
- Alvorlig lumbal deformitet • Spinalstenose • Prolapsede diskusser
- Stabile vertebrale frakturer • Enestående grad af støtte og kompression med højere grad af immobilisering

Fordele og egenskaber

- Aftagelig rygpude med stiv ramme for yderligere støtte • Faste dorsale stivere med aluminiumkerne • Stiverne kan formes, så de følger lordoser for yderligere stabilitet • Dobbelt bilaterale stropper for justerbar øvre og nedre kompression • Fås i 2 højder: 26 cm dorsal/16 cm abdominal, 32 cm dorsal/19 cm abdominal

Bestillingsinformationer



LumboForce® 4			
Varenr. 26 cm	Varenr. 32 cm	Taljemål	Størrelse
82-0221-1	-	65-75 cm	XS
82-0221-2	-	75-85 cm	S
82-0221-3	82-0222-3	85-95 cm	M
82-0221-4	82-0222-4	95-105 cm	L
82-0221-5	82-0222-5	105-115 cm	XL
82-0221-6	82-0222-6	115-125 cm	XXL
-	82-0222-7	125-135 cm	XXXL