




California Tracheotomy Collar

Optimal anvendelse

Tracheostomi-krave i præformet støbt skum som yder støtte ved såvel frigørelse som genoptræning. To-lags laminering med polyethylenscum. Krave der fastholder hovedet i en neutral position og støtter baghoved og kæbeområde. Fås i fire højder. Kraven kan inkorporeres i en gipsbandage omkring torso. **Indikationer:** Ideel til immobilisering og udstrækning af cervicale rygsøjle.

Bestillingsinformationer



California Tracheotomy Collar			
Varenummer	Højde	Halsomkreds	Størrelse
79-83122	5,7cm	17,5 – 25,5cm	Ped/XS
79-83123	5,7cm	25,5 – 33cm	S
79-83125	5,7cm	33 – 40,5cm	M
79-83127	5,7cm	40,5 – 48cm	L
79-83133	8,3cm	25,5 – 33cm	S
79-83135	8,3cm	33 – 40,5cm	M
79-83137	8,3cm	40,5 – 48cm	L
79-83143	10,8cm	25,5 – 33cm	S
79-83145	10,8cm	33 – 40,5cm	M
79-83147	10,8cm	40,5 – 48cm	L
79-83153	13,3cm	25,5 – 33cm	S
79-83155	13,3cm	33 – 40,5cm	M
79-83157	13,3cm	40,5 – 48cm	L