



Kneeranger II Universal

Optimal anvendelse

Post-operativ immobilisering med begrænset bevægeudslag. Polycentrisk hængsel i begge sider gør det nemt at indstille fleksion og ekstension på 0°, 15°, 30°, 60° og 90°. Skinnen fås i to længder. Skumpolster kan tilpasses patientens ben.

Bestillingsinformationer

Kneeranger II Universal		
Varenummer	Længde	Størrelse
79-94230	43 cm	Universal/kort
79-94240	66 cm	Universal/lang