

NOUVEAU

DONJOY®

Le soutien pour
une vie qui bouge

LA GAMME D'ORTHÈSES FORCE

enovis™

DONJOY®

Le soutien pour une vie qui bouge

Avec un confort optimisé et un ajustement amélioré, la nouvelle gamme d'orthèses Force de DONJOY® se présente dans un design à la fois sportif et élégant. Elle contribue à permettre, conserver ou favoriser un mode de vie actif pour les patients.

La gamme d'orthèses apporte la protection et la stabilité nécessaires aux différentes articulations, aussi bien au quotidien que pendant les activités sportives. Son tricot respirant et élastique épouse l'anatomie et est agréable à porter.



POINTS FORTS

CONFORT OPTIMISÉ

ZONE DE CONFORT

Les zones de confort spécialement conçues garantissent que les orthèses épousent parfaitement la constitution physique ou les zones sensibles et restent bien en place pendant les mouvements.




BORDS À COMPRESSION RÉDUITE

permettent d'éviter efficacement les constrictions.



MATIÈRE DOUCE, RESPIRANTE ET ÉLASTIQUE

particulièrement agréable à porter.



DESIGN DE TRICOT 3D ANATOMIQUE


garantit un ajustement optimal.



AJUSTEMENT AMÉLIORÉ


PELOTES DE SILICONE PRÉFORMÉES

apaisent les douleurs, réduisent les gonflements et améliorent la proprioception de par leur matière respirante, hypoallergénique, qui absorbe les chocs et est dotée de picots qui produisent un agréable effet de massage.




BORD ANTI-GLISSE EN SILICONE

assure un positionnement sûr et un ajustement optimal à chaque mouvement.



DIFFÉRENTES TAILLES





GenuForce®

n° LiMA : 05.04.12.00.1

Genouillère de compression avec pelote

La GenuForce se caractérise par sa pelote de genou qui guide la rotule et par des stabilisateurs latéraux qui assurent le maintien.

INDICATIONS :

- Maintien et compression en cas de lésion aiguë et chronique du genou
- Légère arthrose du genou
- Stimulation proprioceptive par compression
- Douleurs fémoro-patellaires
- Légère instabilité du genou
- Prévention des blessures



PELOTE ROTULIENNE

- pour une stabilité supplémentaire et pour délester la patella



STABILISATEURS FLEXIBLES LATÉRAUX

- maintiennent le genou sur le plan médial et latéral





GenuForce® Xpert

n° LiMA : 05.04.13.00.1

Orthèse de genou pour la compression des tissus mous, la stabilisation et le guidage

Dotée de rails d'articulations polycentriques, d'une pelote rotulienne et de sangles ajustables, la Genuforce Xpert assure une stabilité améliorée pour les mouvements du quotidien et les activités sportives.

INDICATIONS :

- Maintien et compression en cas de lésion aiguë et chronique du genou
- Arthrose légère du genou
- Stimulation proprioceptive par compression
- Élongations légères à modérées des ligaments
- Instabilité légère à modérée du genou
- Blessures légères du ménisque
- Prévention des blessures



SANGLES AJUSTABLES

- Pour une stabilité et un soutien supplémentaires



PELOTE ROTULIENNE

- pour délester la patella



RAILS FIXES LATÉRAUX AVEC DES ARTICULATIONS POLYCENTRIQUES

- pour une stabilité médiale et latérale renforcée





MalleoForce®

n° LiMA : 05.02.12.00.1

Chevillère de compression avec pelotes

Grâce à sa matière élastique pluridimensionnelle et ses deux pelotes fermement intégrées au niveau des malléoles, la cheville assure la stabilisation de l'articulation de la cheville.

INDICATIONS :

- Maintien et compression en cas de lésion aiguë et chronique de la cheville
- Légère arthrose de la cheville
- Stimulation proprioceptive par compression
- Prévention des blessures



DEUX PELOTES DE SILICONE INTÉGRÉES

- protègent et délestent les malléoles





MalleoForce® Plus

n° LiMA : 05.02.14.00.1

Chevillère de compression avec une sangle en 8

La MalleoForce Plus dispose de deux pelotes au niveau des malléoles et d'une sangle en 8 réglable qui réduit les mouvements de pronation et de supination.

INDICATIONS :

- Maintien et compression des tissus mous en cas de lésion aiguë et chronique de la cheville
- Légère arthrose de la cheville
- Entorses et élongations légères (grade I) de la cheville
- Légère instabilité de la cheville
- Prévention des blessures



DEUX PELOTES DE SILICONE INTÉGRÉES

- protègent et délestent les malléoles



SANGLE RÉGLABLE

- pour réduire les mouvements de pronation et de supination





ManuForce®


n° LiMA : 05.07.14.00.1

Attelle de poignet pour la compression et la stabilisation du poignet

Avec une attelle ajustable et une sangle de compression réglable qui peut être retirée au besoin, la Manuforce fournit la stabilité nécessaire au poignet.

INDICATIONS :

- Maintien et compression pour les blessures légères du poignet
- Légère arthrose du poignet
- Stimulation proprioceptive par compression
- Prévention des blessures
- Entorses légères du poignet
- Tendinite légère
- Instabilité du poignet
- Syndrome du canal carpien



ATTELLE DE STABILISATION RÉGLABLE

- offre une stabilité supplémentaire et peut être retirée après la phase aiguë de la blessure



SANGLE DE COMPRESSION RÉGLABLE

- pour la stabilisation



COUSSIN STYLOÏDE

- en silicone, permet une décompression





EpiForce®

n° LiMA : 05.08.09.00.1

Coudière avec pelotes pour épicondylite

Grâce à ses deux pelotes de pression en silicone, l'EpiForce contribue à soulager l'insertion tendineuse en cas de coude du joueur de tennis ou coude du golfeur et augmente la stabilité par une sangle de compression amovible et réglable individuellement.

INDICATIONS :

- Maintien et compression en cas de lésions du coude
- Légère arthrose du coude
- Stimulation proprioceptive par compression
- Prévention des blessures
- Entorses et elongations au niveau du coude
- Epicondylite médiale ou latérale (p. ex. coude du golfeur ou du joueur de tennis)
- Tendinites



DEUX COUSSINETS DE PRESSION

- en silicone pour soulager l'insertion tendineuse en cas de coude du golfeur ou du joueur de tennis



SANGLE DE COMPRESSION RÉGLABLE

- assure une stabilisation supplémentaire



EpiForce® Strong


n° LiMA : 22.08.06.00.1

Bracelet anti-épicondylite de soulagement

Grâce à sa pelote amovible et sa sangle auto-grippante pratique, le bracelet EpiForce Strong est mis rapidement en place d'une seule main afin de contribuer à un soulagement ciblé des douleurs en cas d'épicondylite médiale ou latérale.

INDICATIONS :

- Traumatismes/lésions de l'épicondyle/des ligaments et des tendons
- Epicondylite médiale ou latérale (p. ex. coude du golfeur ou du joueur de tennis)
- Douleurs au coude dues à un surmenage, inflammation chronique



Coude du joueur de tennis

Coude du golfeur

- Sangle à réglage graduel pour une pression optimale
- Pelote de pression amovible pour soulager et réduire les douleurs
- Sangle auto-grippante pour une mise en place rapide d'une main
- Attache rapide pour enlever et remettre le bracelet facilement
- Taille et côté universels

Conforstrap®

n° LiMA : 05.14.02.00.1

Orthèse de dos pour la stabilisation de la colonne lombaire avec une pelote de proprioception

Pour un ajustement optimal, la ceinture en tricot pour la colonne vertébrale lombaire est disponible dans une version pour femmes et une version pour hommes.

INDICATIONS :

- Maintien de la colonne lombaire
- Douleurs aiguës et chroniques
- Douleurs dans le bas du dos
- Spondylarthrose
- Ostéochondrose

QUATRE STABILISATEURS DORSAUX FLEXIBLES

- pour la stabilisation de la région lombaire

DEUX HAUTEURS

- disponibles en version pour dames et pour messieurs

DEUX DRAGONNES

- pour une mise en place facile de l'orthèse

PACK CHAUD/FROID

- utilisable en option




INFORMATIONS DE COMMANDE

GENUFORCE®

N° LIMA : 05.04.12.00.1

DESCRIPTION	N° DE RÉF.	CIRCONFÉRENCE F	CIRCONFÉRENCE D	TAILLE
GenuForce®	82-1750-1	37 - 40 cm	25 - 28 cm	1 = XS
	82-1750-2	40 - 43 cm	28 - 31 cm	2 = S
	82-1750-3	43 - 46 cm	31 - 34 cm	3 = M
	82-1750-4	46 - 49 cm	34 - 37 cm	4 = L
	82-1750-5	49 - 52 cm	37 - 40 cm	5 = XL
	82-1750-6	52 - 55 cm	40 - 43 cm	6 = XXL
	82-1750-7	55 - 58 cm	43 - 46 cm	7 = XXXL
GenuForce® Plus	82-1751-5	52 - 55 cm	37 - 40 cm	5+
	82-1751-6	55 - 58 cm	40 - 43 cm	6+
	82-1751-7	58 - 62 cm	43 - 46 cm	7+
	82-1751-8	62 - 65 cm	46 - 49 cm	8+




(F) Point de mesure 15 cm au-dessus du milieu de la rotule

(D) Point de mesure 5 cm en dessous du milieu de la rotule

GENUFORCE® XPERT

N° LIMA : 05.04.13.00.1

N° DE RÉF.	CIRCONFÉRENCE F	CIRCONFÉRENCE D	TAILLE
82-1753-1	37 - 40 cm	25 - 28 cm	1 = XS
82-1753-2	40 - 43 cm	28 - 31 cm	2 = S
82-1753-3	43 - 46 cm	31 - 34 cm	3 = M
82-1753-4	46 - 49 cm	34 - 37 cm	4 = L
82-1753-5	49 - 52 cm	37 - 40 cm	5 = XL
82-1753-6	52 - 55 cm	40 - 43 cm	6 = XXL
82-1753-7	55 - 58 cm	43 - 46 cm	7 = XXXL



(F) Point de mesure 15 cm au-dessus du milieu de la rotule

(D) Point de mesure 5 cm en dessous du milieu de la rotule

MALLEOFORCE®

N° LIMA : 05.07.12.00.1

N° DE RÉF.	CIRCONFÉRENCE	TAILLE
82-1754-1	17 - 19 cm	1 = XS
82-1754-2	19 - 21 cm	2 = S
82-1754-3	21 - 23 cm	3 = M
82-1754-4	23 - 25 cm	4 = L
82-1754-5	25 - 27 cm	5 = XL
82-1754-6	27 - 29 cm	6 = XXL



MALLEOFORCE® PLUS

N° LIMA : 05.02.14.00.1

N° DE RÉF.	CIRCONFÉRENCE	TAILLE
82-1755-1	17 - 19 cm	1 = XS
82-1755-2	19 - 21 cm	2 = S
82-1755-3	21 - 23 cm	3 = M
82-1755-4	23 - 25 cm	4 = L
82-1755-5	25 - 27 cm	5 = XL
82-1755-6	27 - 29 cm	6 = XXL



MANUFORCE®

N° LIMA : 05.07.14.00.1

N° DE RÉF.		CIRCONFÉRENCE	TAILLE
DROITE	GAUCHE		
82-1757-1	82-1758-1	13 - 14,5 cm	1 = XS
82-1757-2	82-1758-2	14,5 - 16 cm	2 = S
82-1757-3	82-1758-3	16 - 17,5 cm	3 = M
82-1757-4	82-1758-4	17,5 - 19 cm	4 = L
82-1757-5	82-1758-5	19 - 20,5 cm	5 = XL
82-1757-6	82-1758-6	20,5 - 22 cm	6 = XXL

**EPIFORCE®**

N° LIMA : 05.08.09.00.1

N° DE RÉF.	CIRCONFÉRENCE	TAILLE
82-1759-1	19 - 22 cm	1 = XS
82-1759-2	22 - 25 cm	2 = S
82-1759-3	25 - 28 cm	3 = M
82-1759-4	28 - 31 cm	4 = L
82-1759-5	31 - 34 cm	5 = XL
82-1759-6	34 - 37 cm	6 = XXL

**EPIFORCE® STRONG**

N° LIMA : 22.08.06.00.1

N° DE RÉF.	TAILLE
82-1760	universel

**CONFORSTRAP®**

N° LIMA : 05.14.02.00.1

N° DE RÉF.		TOUR DE TAILLE	TAILLE
FEMMES HAUTEUR : 21 CM DORSAL VENTRAL 15 CM	HOMMES HAUTEUR : 26 CM DORSAL VENTRAL 16 CM		
82-0238-1	82-0237-1	56 - 68 cm	XS
82-0238-2	82-0237-2	68 - 82 cm	S
82-0238-3	82-0237-3	82 - 98 cm	M
82-0238-4	82-0237-4	98 - 116 cm	L
82-0238-5	82-0237-5	116 - 136 cm	XL



DONJOY®

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

Numéro de service technique en Suisse :

Du lundi à vendredi : de 8h30 à 16h30

Téléphone : 021 695 23 60 • Fax : 021 695 23 61 • Email : compex.ch@djoglobal.com

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Options de traitement variées

Vous trouverez plus de produits sur notre site internet :
www.enovis-medtech.de



Catalogue de produits Moyens auxiliaires orthopédiques

Nos moyens auxiliaires orthopédiques actuels :
www.enovis-medtech.de/downloads/kataloge

enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

DJO Global Switzerland Sàrl, Chemin Du Dévent 7, ZI Larges Pièces A, 1024 Ecublens, Suisse

Remarque importante !

Veuillez noter que ni DJO, LLC, ni l'une de ses filiales ne peuvent fournir des conseils médicaux. Le contenu de cette brochure ne constitue pas un conseil médical, juridique ou tout autre type de conseil professionnel. Les informations relatives à différents états de santé, diverses maladies et conditions physiques et leur traitement ne peuvent pas remplacer la consultation d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Cette brochure contient des renseignements d'ordre général fournis à titre d'information. DJO, LLC décline toute responsabilité concernant l'exactitude des informations fournies et aucun droit ne peut être exercé à l'encontre de l'auteur de la brochure ou des personnes ayant remis la brochure.