

DONJOY®

EEN ACTIEVE
ONDERSTEUNING
VOOR EEN DUURZAAM
LEVEN

ELASTISCHE BANDAGES

enovis™

Creating Better Together™

DONJOY®

ACTIEVE ONDERSTEUNING VOOR EEN DUURZAAM LEVEN

DonJoy's® assortiment van elastische compressiebandages biedt bescherming en stabiliteit voor gewrichten zonder dat deze de dagelijkse activiteiten in de weg staan.

Gemaakt van ademende elastische stof en met een aantal verstelbare functies, zijn ze ondersteunend en toch aanpasbaar - klaar voor de uitdagingen van het dagelijks leven.





EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

VERBETERD COMFORT




STRETCH ZONES

Bevorderen het comfort en de bewegingsvrijheid. Expansiezones maken het gemakkelijker voor de patiënt om de bandage aan te trekken en uit te doen. Comfortzones zorgen voor een kreukvrije pasvorm.



DRUKVERMINDERDE RANDEN

Helpen de druk af te leiden aan de uiteinden van de bandage voor een comfortabele pasvorm.



ZACHT, ADEMEND, ELASTISCH MATERIAAL


Voor optimaal comfort.



ANATOMISCH GEVORMD MATERIAAL

Zorgt voor een optimale aanpassing aan de vorm van het lichaam voor maximaal comfort.

OPTIMALE FITTING




SILICONEN PADS

Anatomisch gevormd, met stimulerende punten, zijn ontworpen om de proprioceptie te verbeteren, steun te verlenen rond het gewricht, en om te helpen masseren, pijn te verlichten en zwelling te verminderen.



ANTISLIPBANDEN MET EEN SILICONENLAAG

Op kniebandages zorgen voor een extra stevige grip bij belasting.



BREED SCALA AAN MATEN

Voor de meeste bandages, ontworpen voor bijna alle lichaamstypes.





GenuForce®

Elastisch gebreide kniebandage met knieschijfpads

GenuForce's® voorgevormde kniepads helpen de patella te beschermen en te ondersteunen terwijl de flexibele bilaterale versterkingen het kniegewricht gaan ontlasten en stabiliseren.

GEBRUIK/INDICATIES

- Ondersteuning en compressie na acuut en chronisch knieletsel en lichte knie artrose
- Proprioceptieve en neuromusculaire stimulatie door compressie
- Patellofemorale pijn
- Lichte knie-instabiliteit
- Preventie



ANATOMISCH GEVORMDE SILICONEN KNIEPADS

- Voor extra stabiliteit van de patella, masserend effect en om de proprioceptie te verbeteren



FLEXIBELE BILATERALE VERSTERVINGEN

- Helpen mediale en laterale ondersteuning





GenuForce® Xpert

Gebreide scharnierende
kniebandage met patella pad
beschermer en verstelbare straps

Met rigide polycentrische scharnieren, een
voorgevormde kniepad en verstelbare riemen,
helpt GenuForce® Xpert meer laterale steun
en stabiliteit te bieden tijdens het bewegen bij
alledaagse activiteiten en sporten.

GEBRUIK/INDICATIES

- Ondersteuning en compressie na acuut en chronisch knieletsel en lichte knieartrose
- Proprioceptieve en neuromusculaire stimulatie door compressie
- Lichte tot matige bandverstuikingen
- Lichte tot matige knie-instabiliteit
- Licht meniscusletsel
- Preventie



VERSTELBARE STRAPS ROND DE DIJ EN HET ONDERBEEN

- Zorgen voor extra compressie en ondersteuning



ANATOMISCH GEVORMDE SILICONE KNIEPADS

- Voor extra stabiliteit van de knieschijf, masserend effect en ter verbetering van de proprioceptie



BILATERALE POLYCENTRISCHE SCHARNIEREN MET RIGIDE BALEINEN

- Zorgen voor een betere mediale en laterale stabiliteit





MalleoForce®

Elastisch gebreide enkelsteun met malleoli pads

MalleoForce® integreert bilaterale enkelpads in een multidirectionele elastische weefselconstructie ter verlichting en stabilisatie van het enkelgewricht.

GEBRUIK/INDICATIES

- Ondersteuning en compressie na acuut en chronisch enkelletsel en lichte enkel- en voetartrose
- Proprioceptieve en neuromusculaire stimulatie door compressie
- Preventie



VISUELE INDICATIES ROND DE MALLEOLI

- Om de juiste pasvorm te visualiseren



TWEE ANATOMISCH GEVORMDE SILICONEN ENKELPADS

- Helpen de malleoli te beschermen, te stabiliseren en te ontlasten





MalleoForce® Plus

Elastisch gebreide enkelbandage met malleoli pads en verstelbare band

MalleoForce® Plus maakt gebruik van geïntegreerde enkelpads en verstelbare banden om te helpen ontlasten, stabiliseren en het enkelgewricht te beschermen tegen abnormale bewegingen. Bovendien bevordert het de proprioceptie.

GEBRUIK/INDICATIES

- Ondersteuning en compressie na acuut en chronisch enkelletsel en lichte enkel- en voetartrose
- Proprioceptieve en neuromusculaire stimulatie door compressie
- Lichte (graad I) verstuikingen en verrekkingen van de enkel
- Lichte enkelinstabiliteit
- Preventie



VISUELE INDICATIES ROND DE MALLEOLI

- Om de juiste pasvorm te visualiseren



TWEE ANATOMISCH GEVORMDE SILICONEN ENKELPADS

- Helpen de malleoli te beschermen, te stabiliseren en te ontlasten



VERSTELBARE ENKELBAND

- Aanpasbaar ter preventie van supinatie of pronatie






ManuForce®

Elastische gebreide polsbrace met ulnaire pad

ManuForce® gebruikt verstelbare banden en een verwijderbare handsteun om optimale aanpasbare compressie te bieden, ondersteuning en stabilisatie van de pols.

GEBRUIK/INDICATIES

- Ondersteuning en compressie na licht pols letsel en lichte polsartrose
- Proprioceptieve en neuromusculaire stimulatie door compressie
- Preventie van letsel
- Lichte polsverstuikingen
- Pols tendinitis en milde tenosynovitis
- Instabiliteit van de pols
- Carpaal tunnel syndroom



AANPASBARE HANDSTEUN

- Zorgt voor extra stabiliteit en ondersteuning, en kan worden verwijderd na de acute fase



VERWIJDERBARE EN VERSTELBARE STRAP

- Voor een gecontroleerde stabilisatie en compressie



ANATOMISCH GEVORMD ULNAIRE PAD

- Gemaakt van siliconen, biedt ondersteuning en drukontlasting





EpiForce®

Elastisch gebreide elleboogsteun met epicondyle pads

EpiForce's® multidirectionele elastische elleboogbrace omvat epicondyle pads en verstelbare banden ter ondersteuning van de stabiliteit en om de pijn te verlichten.

GEBRUIK/INDICATIES

- Ondersteuning en compressie na elleboog letsel en lichte elleboogartrose
- Proprioceptieve en neuromusculaire stimulatie door compressie
- Preventie
- Verrekkingen of verstuingen van de elleboog
- Mediale of laterale epicondylitis (bijv. elleboog, tenniselleboog)
- Tendinopathieën



ANATOMISCH GEVORMDE EPICONDYLE PADS

- Gemaakt van siliconen, zorgen voor ondersteuning en drukontlasting van de elleboog



VERWIJDERBARE EN VERSTELBARE BANDEN


- Voor een gecontroleerde stabilisatie en compressie



BESTELINFORMATIE

GENUFORCE®

OMSCHRIJVING	ARTIKEL-NUMMER	GTIN CODE	ⓕ DIJBEENOMTREK	ⓓ KUITOMTREK	MAAT
GenuForce®	82-1750-1	0190446716945	37 - 40 cm	25 - 28 cm	1 = XS
	82-1750-2	0190446717966	40 - 43 cm	28 - 31 cm	2 = S
	82-1750-3	0190446717973	43 - 46 cm	31 - 34 cm	3 = M
	82-1750-4	0190446717980	46 - 49 cm	34 - 37 cm	4 = L
	82-1750-5	0190446717997	49 - 52 cm	37 - 40 cm	5 = XL
	82-1750-6	0190446718031	52 - 55 cm	40 - 43 cm	6 = XXL
	82-1750-7	0190446718048	55 - 58 cm	43 - 46 cm	7 = XXXL
GenuForce® Plus	82-1751-5	0190446716952	52 - 55 cm	37 - 40 cm	5+
	82-1751-6	0190446718055	55 - 58 cm	40 - 43 cm	6+
	82-1751-7	0190446718062	58 - 62 cm	43 - 46 cm	7+
	82-1751-8	0190446718079	62 - 65 cm	46 - 49 cm	8+



ⓕ DIJBEENOMTREK


Gemeten op 15 cm boven bovenrand patella

ⓓ KUITOMTREK

Meting van 5 cm onder mid-patella

GENUFORCE® XPERT

ARTIKELNUMMER	GTIN CODE	ⓕ DIJBEENOMTREK	ⓓ KUITOMTREK	MAAT
82-1753-1	0190446716976	37 - 40 cm	25 - 28 cm	1 = XS
82-1753-2	0190446718147	40 - 43 cm	28 - 31 cm	2 = S
82-1753-3	0190446718154	43 - 46 cm	31 - 34 cm	3 = M
82-1753-4	0190446718161	46 - 49 cm	34 - 37 cm	4 = L
82-1753-5	0190446718178	49 - 52 cm	37 - 40 cm	5 = XL
82-1753-6	0190446718185	52 - 55 cm	40 - 43 cm	6 = XXL
82-1753-7	0190446718192	55 - 58 cm	43 - 46 cm	7 = XXXL



ⓕ DIJBEENOMTREK


Gemeten op 15 cm boven bovenrand patella

ⓓ KUITOMTREK

Meting van 5 cm onder mid-patella


MALLEOFORCE®

ARTIKELNUMMER	GTIN CODE	ENKELOMTREK	MAAT
82-1754-1	0190446716983	17 - 19 cm	1 = XS
82-1754-2	0190446718208	19 - 21 cm	2 = S
82-1754-3	0190446718215	21 - 23 cm	3 = M
82-1754-4	0190446718222	23 - 25 cm	4 = L
82-1754-5	0190446718239	25 - 27 cm	5 = XL
82-1754-6	0190446718246	27 - 29 cm	6 = XXL



MALLEOFORCE® PLUS

ARTIKELNUMMER	GTIN CODE	ENKELOMTREK	MAAT
82-1755-1	0190446716990	17 - 19 cm	1 = XS
82-1755-2	0190446718253	19 - 21 cm	2 = S
82-1755-3	0190446718260	21 - 23 cm	3 = M
82-1755-4	0190446718277	23 - 25 cm	4 = L
82-1755-5	0190446718284	25 - 27 cm	5 = XL
82-1755-6	0190446718291	27 - 29 cm	6 = XXL



MANUFORCE®

ARTIKELNUMMER	GTIN CODE	POLSOMTREK	MAAT
82-1757-1 (Rechts)	0190446717010	13 - 14.5 cm	1 = XS
82-1757-2 (Rechts)	0190446718352	14.5 - 16 cm	2 = S
82-1757-3 (Rechts)	0190446718369	16 - 17.5 cm	3 = M
82-1757-4 (Rechts)	0190446718376	17.5 - 19 cm	4 = L
82-1757-5 (Rechts)	0190446718383	19 - 20.5 cm	5 = XL
82-1757-6 (Rechts)	0190446718390	20.5 - 22 cm	6 = XXL
82-1758-1 (Links)	0190446717027	13 - 14.5 cm	1 = XS
82-1758-2 (Links)	0190446718406	14.5 - 16 cm	2 = S
82-1758-3 (Links)	0190446718413	16 - 17.5 cm	3 = M
82-1758-4 (Links)	0190446718420	17.5 - 19 cm	4 = L
82-1758-5 (Links)	0190446718437	19 - 20.5 cm	5 = XL
82-1758-6 (Links)	0190446718444	20.5 - 22 cm	6 = XXL

**EPIFORCE®**

ARTIKELNUMMER	GTIN CODE	ELLEBOOGOMTREK	MAAT
82-1759-1	0190446717034	19 - 22 cm	1 = XS
82-1759-2	0190446718451	22 - 25 cm	2 = S
82-1759-3	0190446718468	25 - 28 cm	3 = M
82-1759-4	0190446718475	28 - 31 cm	4 = L
82-1759-5	0190446718482	31 - 34 cm	5 = XL
82-1759-6	0190446718499	34 - 37 cm	6 = XXL



DONJOY® FORCE RANGE
Blijf actief in je dagelijkse leven!

enovis™

Creating Better Together™

Enovis™ - DJO Benelux BVBA
| Kleinhoefstraat 5 | bus 39 | 2440 Geel | België
enovis.be



© Enovis™ - DJO BeNeLux - MKGBNLBV78 - Rev A - 04/2023 - De producten in dit document zijn medische hulpmiddelen van Klasse I.
Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik. Fabrikant: DJO, LLC.
* Samen Beter Maken.