



STR

IPA

LAX

CHEVILLE

# DONJOY STRAPILAX™ CHEVILLE

Tricotage anatomique 3D

Sangle de renfort amovible

Renfort de protection des malléoles

Compression graduelle de classe III

Élasticité multidirectionnelle



## INDICATIONS :

- Phase aiguë de l'entorse légère de la cheville (LLI/LLE - stade 1)
- Instabilité chronique de la cheville.
- Contention et maintien pour lésions aiguës et chroniques de la cheville.
- Proprioception et prévention des blessures lors d'activités sportives.
- Arthrose légère de la cheville.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Renfort de protection des malléoles (inserts mousse SBR).
- Sangle de renfort amovible et intuitif de 80 x 5 cm avec velours d'accroche permettant de renforcer le maintien (LLI ou LLE) tout en protégeant la partie tricotée.
- Contexture douce.
- Tissu respirant.
- Se porte facilement dans une chaussure.
- Léger : 50 g.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique/T0 à T6).

TAILLE	CIRC. CHEVILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE/T0	17-18 cm	82-0716-0	0190446664819
T1	19-20 cm	82-0716-1	0190446664932
T2	21-22 cm	82-0716-2	0190446664826
T3	23-24 cm	82-0716-3	0190446664833
T4	25-26 cm	82-0716-4	0190446664840
T5	27-28 cm	82-0716-5	0190446664857
T6	29-30 cm	82-0716-6	0190446664864

Prescrire : DonJoy StrapiLax® Cheville





STRAPI LAX



CHEVILLE

# DONJOY STRAPILAX™ CHEVILLE



**INDICATIONS :**

- Phase aiguë de l'entorse légère de la cheville (LLI/LLE - stade 1)
- Instabilités chroniques de la cheville.
- Contention et maintien pour lésions aiguës et chroniques de la cheville.
- Proprioception et prévention des blessures lors d'activités sportives.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Renfort de protection des malléoles (inserts mousse SBR).
- Sangle de renfort amovible et intuitif de 80 x 5 cm avec velours d'accroche permettant de renforcer le maintien (LLI ou LLE) tout en protégeant la partie tricotée.
- Contexture douce.
- Tissu respirant.
- Se porte facilement dans une chaussure.
- Léger : 50 g.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.

TAILLE	CIRC. CHEVILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE/TO	17-18 cm	82-0716-0	0190446664819

Prescrire : DonJoy StrapiLax® Cheville

