



Mesurer la longueur interne de la jambe, du pli crural à la malléole.

DONJOY

Cool IRom®

Indications :

• **Protection de la reconstruction chirurgicale et/ou des structures fragilisées par l'acte opératoire en autorisant la mobilité articulaire dans une plage d'amplitude déterminée.**

- Chirurgie ligamentaire (LCA et LCP).
- Réparation méniscale.
- Geste chirurgical touchant l'appareil extenseur.

Caractéristiques :

- **Existe en 2 longueurs.**
- Amplitude réglable de 10° en 10°.
- Montants sécables et adaptables au Varus/Valgus.
- Habillage ouvert pour un meilleur confort.
- 4 sangles aux points stratégiques.

IRom : "Improved Range of Motion" (Amplitude de Mouvement Améliorée).

Désignation	Long. Jambe	Code Article	Code ACL
Cool IRom® Courte	< 80 cm	24-0175-2-13066	3401071294416
Cool IRom® Longue	> 80 cm	24-0175-4-13066	3401071294584
Cool IRom® Téléscofique	-	11-0970-9-13066	3401079286567
	Cool IRom Courte	Cool IRom Longue	
Longueur totale	61 cm	67 cm	
Sans le haut	50 cm	56 cm	
Sans le bas	47 cm	50 cm	
Sans le haut ni le bas	39 cm	39 cm	



Cool IRom Téléscofique



Articulation Rom



Montants télescopiques



Habillage ouvert



4 sangles aux points stratégiques