

enovis™

DONJOY®
X-ACT FIT™ SHOULDER





DONJOY®

X-ACT FIT™ SHOULDER

La nueva órtesis DonJoy X-ACT Fit Shoulder™ ofrece adaptabilidad, comodidad y eficacia para mejorar la recuperación postoperatoria o postraumática sus pacientes.

Con un diseño exclusivo, ayuda a mantener el brazo y el hombro del paciente con un sistema de inmovilización universal y adaptable, fácil de usar y ajustar, facilitando una recuperación estable y funcional.

AB/AD

Abducción/Adducción

15° a 90°

La articulación EZ Axis y la base ajustable del reposabrazos ofrecen una forma sencilla de personalizar la inmovilización después de la cirugía.

***Banda de Cintura Personalizada**
para mejorar el ajuste y la comodidad.*

***Tamaño universal sencillo de ajustar**
que ayuda a minimizar el número de unidades en stock.*

Recuperación desde cualquier ángulo

DonJoy X-ACT Fit Shoulder cuenta con un sistema ajustable y de múltiples ángulos para inmovilizar cómodamente al paciente y proteger las correcciones postoperatorias durante la rehabilitación. Su diseño universal se adapta tanto al brazo derecho como al izquierdo, e incluye una faja y un soporte para el brazo que se pueden adaptar y ajustar a una amplia gama de pacientes.

Confort y comodidad del paciente

- Ligero, fácil de poner y quitar en casa.
- El material suave y transpirable de la funda para el brazo ayuda a mejorar el flujo de aire y la comodidad.
- La banda de cintura de ajuste preciso y los cierres de liberación rápida facilitan la re-aplicación de la órtesis en casa o la realización de ejercicios sin necesidad de quitarla.
- Soporte acolchado para el antebrazo que proporciona comodidad durante la rehabilitación.
- Anillo de hombro opcional con descarga de tres puntos para distribuir el peso de manera uniforme en el hombro intacto y reducir la tensión en el cuello.
- Extensión de cinturón opcional para adaptarse a pacientes de mayor tamaño.



Cinturón regulable con correa de ajuste en la parte delantera que ofrece un ajuste contorneado y a medida en todo momento.



Hebillas de liberación rápida y cinchas ajustables para facilitar la colocación y un ajuste correcto.



La almohadilla de cadera ajustable y el anillo para el hombro permiten un mayor confort y soporte durante la fase de recuperación.

IR/ER

Rotación Interna / Rotación Externa

0° a 45°+



DONJOY®

X-ACT FIT™ SHOULDER

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
11-0495	DonJoy® X-ACT Fit™ Shoulder Brace, Universal
REFERENCIA ACCESORIOS	
25-0308	Arm Sling Shoulder Ring, Universal
25-0309	Waist Belt Extension
11-9098	Iceman Classic ³ ® with Shoulder Wrap-On Pad
11-1424	Iceman Classic ³ ® with Universal Wrap-On Pad



INDICACIONES:

Reparaciones del manguito rotador; procedimientos de Bankart y desplazamiento capsular; esguinces de tejidos blandos; luxación/subluxación del hombro; fracturas del húmero proximal no desplazadas o mínimamente desplazadas; ruptura del tendón pectoral y ruptura del bíceps distal; inestabilidades de la articulación acromioclavicular; tenodesis del bíceps proximal, reparaciones SLAP; fracturas de clavícula con reducción y fijación interna (ORIF); fracturas del cuerpo humeral; fracturas de escápula; separación de la articulación esternoclavicular, reconstrucción del ligamento colateral ulnar del codo y otras indicaciones de fractura de codo; rehabilitación no quirúrgica y postquirúrgica.

Aprobado por PDAC L3960

enovis™

ENOVIS IBÉRICA
Ctra. Esplugues, 225 2º B
08940 Cornellá de Llobregat – BARCELONA
enovis.es

Los resultados individuales pueden variar. Ni DJO, LLC ni ninguna de las compañías de Enovis ofrecen asesoramiento médico. El contenido de este documento no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo profesional. Le recomendamos consultar a su profesional de salud para obtener información sobre los tratamientos que pueden ser apropiados para usted.

Copyright © 2026 DJO, LLC
MKT00-13293 Rev A

