

*DONJOY*<sup>®</sup>

DonJoy ActyLight<sup>®</sup>

Dimenticati di averla addosso



enovis<sup>™</sup>



**DONJOY®**

## DonJoy ActyLight®

La praticità e il comfort di DonJoy ActyLight® fanno sì che i pazienti dimentichino persino di indossarlo. Il suo design graduale e il sistema di allacciatura regolabile forniscono una vestibilità rapida e sicura, completata da un paio di stecche anatomiche rimovibili. La loro semplice adattabilità consente sia l'uso in fase acuta che cronica; ActyLight può supportare i pazienti durante tutto il trattamento.

## Indicazioni

DonJoy ActyLight è progettato per fornire supporto e stabilizzazione alla caviglia, ed è consigliato per:

- Gestione iniziale delle instabilità croniche della caviglia
- Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi
- Tendinopatie acute
- Ritorno all'attività sportiva
- Instabilità legamentosa

# Caratteristiche e benefici



Il design rende facile e veloce l'indosso e la rimozione del tutore



Il meccanismo di bloccaggio dei lacci consente una chiusura precisa e aiuta a mantenere un'ottima vestibilità



I tessuti leggeri e traspiranti aiutano il piede a rimanere fresco e asciutto




Bendaggio a 8 per controllo eversione/inversione



I supporti bilaterali anatomicamente sagomati forniscono ulteriore stabilità e protezione e possono essere riposizionati per accogliere i malleoli




Si inserisce comodamente all'interno delle scarpe consentendo ai pazienti di rimanere attivi



Il design modulare permette una facile adattabilità per un uso sia acuto che cronico rimuovendo le aste rigide







## Come funziona

Il design di ActyLight fornisce un feedback propriocettivo e lavora con elementi di supporto per stabilizzare la caviglia e limitare un eccessivo range di movimento.

- **I supporti semirigidi bilaterali** forniscono stabilità meccanica per prevenire traumi distorsivi
- **Il bendaggio a 8 fornisce** controllo sull'inversione/eversione della caviglia
- **La copertura dell'avampiede** realizzata in materiale traspirante fornisce supporto propriocettivo e compressivo al piede



### INFORMAZIONI PER L'ORDINE

PART NO.	CIRCONFERENZA DEL TALLONE	NUMERO DI SCARPA	TAGLIA
82-0054-1	≤ 27 cm	32 - 36	XS
82-0054-2	27 - 30 cm	36 - 39	S
82-0054-3	30 - 34 cm	39 - 43	M
82-0054-4	≥ 34 cm	43 - 47	L



**DONJOY®**

**enovis™**

*Creating Better Together™*

**enovis.it | vendite@enovis.com | +39 02 835 98001**

DJO Italia srl, Via Leonardo Da Vinci 97, 20090 Trezzano Sul Naviglio, Milano, ITALIA

I contenuti e le immagini sono di proprietà di DJO Italia srl. Destinato alla consultazione di personale sanitario e operatori del settore.

MKT-000-00159475-IT - Rev A

Copyright © 2024 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation