



Prendre la pointure
du patient.

AIRCAST



AirSport

Indications :

- **Phase aiguë de l'entorse de gravité moyenne (stade II).**
- Phase de réathlétisation après entorse.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Prévention de la récurrence pour personnes et/ou activité à risque.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Spécifier droite ou gauche.
- Attelle de cheville polyvalente pour le traitement Post-traumatique puis la protection en reprise d'activité.
- Orthèse de cheville alliant les caractéristiques de l'orthèse stabilisatrice au principe innovant "Step-In" et au système d'ajustement automatique du talon pour une pose facile.
- Cellules spécifiquement conçues pour la pratique sportive, assurant protection, confort et prévention des inversions ou éversions.
- Stabilisation et compression supplémentaires, grâce à la sangle croisée ATF (brevetée) réglable.
- Coques semi rigides anatomiques.
- Bandage élastique intégré sur le cou-de-pied et le tibia.
- La conception "Step-in-Design" et l'attache par velcro au talon simplifient son application (l'attelle s'enfile telle une chaussette).

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Droite - XS	30 - 34	81-02MXSR	34010 41254778
Droite - S	35 - 38	81-02MSR	34010 41254839
Droite - M	39 - 42	81-02MMR	34010 41255089
Droite - L	43 - 47	81-02MLR	34010 41255140
Droite - XL	> 47	81-02MXLR	34010 41255201
Gauche - XS	30 - 34	81-02MXSL	34010 41255379
Gauche - S	35 - 38	81-02MSL	34010 41255430
Gauche - M	39 - 42	81-02MML	34010 41255669
Gauche - L	43 - 47	81-02MLL	34010 41255720
Gauche - XL	> 47	81-02MXLL	34010 41255898