

AIRCAST®

Terapia Fría



Nevera Cryo/Cuff™ IC



Indicaciones

- El sistema CryoCuff™ IC de Aircast® combina compresión pulsátil localizada con terapia fría
- El sistema permite tratar de forma óptima y controlada, edemas, hematomas, hemartrosis, hemorragias y dolor

Características

- Nevera con sistema pulsátil eléctrico integrado en el tapón de la nevera. El sistema proporciona un ciclo de compresión automático combinado con terapia fría
- Cómodo y de fácil manejo, Cryo Cuff™ es la solución ideal para el tratamiento en los Servicios de Urgencias, en la pre- y post-cirugía, la rehabilitación y fisioterapia, los centros deportivos y en el hogar
- Sencillo y a la vez eficaz, el sistema CryoCuff™ de Aircast® está compuesto de 2 elementos básicos una nevera portátil y unas mangas para cada segmento corporal



Nevera Cryo/Cuff™

Indicaciones

- El sistema CryoCuff™ de Aircast® combina compresión local con frío
- Ideal para tratamiento de edemas, hematomas, hemartrosis, hemorragias y dolor

Características

- Funciona por efecto de la gravedad: no lleva bomba con motor que pueda averiarse, y el paciente puede llenarla y vaciarla sin necesidad de electricidad
- Nevera portátil y desconectable, proporciona hasta 3 horas de tratamiento de frío continuo.
- Es ligero, fácil de llevar y transportar
- La rápida desconexión permite al paciente retirar fácilmente las mangas del refrigerador y gozar de movilidad durante el tratamiento



Cryo/Cuff™ Wraps & Cuffs



AIRCAST®

INFORMACION DE PEDIDOS	
REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN
52A	Nevera Cryo/Cuff IC
2125	Nevera Cryo/Cuff
ACCESORIOS	
25-0238	Tapón Cryo/Cuff IC
25-4882	Cryo/Cuff IC con fuente de alimentación (EEUU)
25-2740	Cryo/Cuff IC con fuente de alimentación UNIVERSAL

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	TALLA		
MANGA	NEVERA Y MANGA				
10C01	10C	Cryo/Cuff Pie	M	Circunferencia de Pie	23-33 cm (9"-13")
10B01	10B	Cryo/Cuff Pie	L		25-43 cm (10"-17")
10A01	10A	Cryo/Cuff Tobillo	U	Universal	
11C01	11C	Cryo/Cuff Rodilla	S	Circunferencia 15 cm encima de rotula	25-50 cm (10"-19")
11A01	11A	Cryo/Cuff Rodilla	M		45-60 cm (18"-23")
11B01	11B	Cryo/Cuff Rodilla	L		50-80 cm (20"-31")
11ASC	-	Cryo/Cuff Rodilla SC	U	Universal	
13C01	-	Cryo/Cuff Pantorrilla	U	Circunferencia de Pantorrilla	36-51 cm (14"-20")
13A01	-	Cryo/Cuff Muslo	L	Circunferencia de Muslo	43-58 cm (17"-23")
13B01	-	Cryo/Cuff Muslo	XL		51-69 cm (20"-27")
16A01	16A	Cryo/Cuff Muñeca/ Mano	Universal		
15A01	15A	Cryo/Cuff Codo	Universal		
12A01	12A	Cryo/Cuff Hombro	U	Circunferencia del Torso	81-122 cm (32"-48")
12B01	-	Cryo/Cuff Hombro - S	S		< 86 cm (< 34")
12AXL01	12AXL	Cryo/Cuff Hombro - Con Cincha XL	XL		107-137 cm (42"-54")
1220XL	-	Correa de Hombro XL	XL		
14A01	14A	Cryo/Cuff Espalda	Universal		
11P01	-	Cryo/Cuff Pediátrico Rodilla/Codo	Pediátrica		
10P01	10P	Cryo/Cuff Pediátrico Tobillo	Pediátrica		

DJO Global | 1a Guildford Business Park | Guildford | Surrey | GU2 8XG | UNITED KINGDOM

www.DJOglobal.eu



Together in Motion™